

Sposób użycia uchwytów

Przed użyciem uchwytów należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące możliwych konfiguracjach załadunku i możliwości łączenia uchwytów w celu optymalnego wykorzystania komory sterylizacyjnej. Ponadto znajdują Państwo również informacje dot. czyszczenia i konserwacji a także akcesoriów.

1 Użytek zgodny z przeznaczeniem

Uchwyty służą do pobierania tac, skrzynek MELASore lub pojemników sterylizacyjnych. Autoklawy klasy Premium-Plus Ewolucja standardowo dostarczane są z uchwytem E "Plus" a autoklawy klasy Profi i klasy S z uchwytem A.

1.1 Ważność

Uchwyty pasują do następujących klas sprzętu:

Uchwyt A, A "Plus", B, D

Klasa sprzętu	Typ sprzętu:
Klasa Profi/klasyk	Vacuklav 23 B+, 24 B+, 24 B/L+, 30 B+, 31 B+
	Vacuklav 23-B, 24-B, 24-B/L, 30-B, 31-B
Klasa S/Euroklav	Euroklav 23 VS+, 29 VS+, 23 S+
	Euroklav 23V-S, 29V-S, 23-S, 29-S
Klasa Premium-Plus Ewolucja Klasa Premium-Plus	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Klasa Premium	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

Uchwyt C, C "Plus", D "Plus", E "Plus", F "Plus"

Klasa sprzętu	Typ sprzętu:
Klasa Premium-Plus Ewolucja Klasa Premium-Plus	Vacuklav 40 B+, 41 B+, 43 B+, 44 B+
Klasa Premium	Vacuklav 40-B, 41-B, 43-B, 44-B

2 Przegląd opcji ładowania każdego uchwytu

W poniższym przeglądzie można zobaczyć, do jakiej klasy urządzenia można zastosować dany uchwyt i jakie warianty załadunku są możliwe. Konieczne jest przestrzeganie maksymalnych ilości ładunku zgodnie z instrukcją obsługi danego autoklawu.

		Klasa Profi/klasa S ³⁾ Klasa Premium-Plus ⁴⁾				Głębokość komory Tace						Pojemniki sterylizacyjne				Pojemniki na waciki Kasety typu nom-tray Skrzynki MELAstore ⁵⁾					
			Numer		krótki	długi	15 K	15 M	15 G	17 K	17 M	17 G	23 M	23 G	28 M	28 G	17 R	23 R		100	200
●	-	Uchwyt A	40233	krótki	5	—	3	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	1	3	3	—
			40244	długi	—	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	—
●	-	Uchwyt A "Plus"	82620	krótki	5	—	3	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	1	3	3	—
			82630	długi	—	5	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	—
●	●	Uchwyt B	40234	krótki	4	—	4	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	1	4	—	—
			40224	długi	—	4	6	3	2	6	—	—	—	—	2	1	3	2	4	—	—
-	●	Uchwyt C	40232	krótki	6	—	3	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	1	3	3	—
			40242	długi	—	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	—
-	●	Uchwyt C "Plus"	81370	krótki	6	—	3	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	1	3	3	—
			81380	długi	—	6	6	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	3	3	—
●	●	Uchwyt D	46840		4	—	4	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	2
-	●	Uchwyt D "Plus"	82640	krótki	2+2 ¹⁾	—	4+2 ¹⁾	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2+2 ¹⁾	2+2 ¹⁾	2+2 ¹⁾
			82650	długi ²⁾	—	2+2 ²⁾	6+2 ²⁾	2	1	4	2	1	2	—	2	—	—	—	2+2 ²⁾	2+2 ²⁾	2+2 ²⁾
-	●	Uchwyt E "Plus"	82400	krótki	6+2 ¹⁾	—	6	—	—	3	—	—	—	—	2	1	2	1	—	—	—
			82700	długi	—	6+2 ²⁾	9	3	2	6	3	1	2	1	2	1	3	2	—	—	—
-	●	Uchwyt F "Plus"	82660	krótki	3+2 ¹⁾	—	6+2 ¹⁾	—	—	2	—	—	—	—	2	1	2	—	3+2 ¹⁾	3+2 ¹⁾	—
			82670	długi	—	3+2 ¹⁾	9+2 ²⁾	3	2	4	2	1	2	1	2	1	3	—	3+2 ¹⁾	3+2 ¹⁾	—

1) Uchwyt może dodatkowo pobrać dwie wąskie tace (głębokość do 27 cm)

2) Uchwyt może dodatkowo pobrać dwie wąskie tace (głębokość do 40 cm)

3) Obowiązuje to również dla wersji klasycznej i poprzedniej generacji Euroklavu

4) Obowiązuje to również dla klasy Premium-Plus Ewolucja i klasy Premium

5) Skrzynki MELAstore mogą być używane tylko w sprzętach z frakcjonowanym procesem próżni (np. Klasa Premium Plus, klasa Profi).

3 Ogólne zasady bezpieczeństwa



Podczas korzystania z akcesoriów należy przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa. Używaj akcesoriów tylko do określonego w tej instrukcji celu.

- Podczas wyjmowania z autoklawu należy trzymać uchwyt poziomo. W przeciwnym razie ładunek może się wyslizgnąć.
- Należy upewnić się, że uchwyt się nie wyslizgnął, podczas gdy jest on załadowywany bezpośrednio do autoklawu lub ładunek jest pobierany osobno z autoklawu.
- Nie wolno dotykać rękami sterylnych przedmiotów, kotła, innych części kotła ani wnętrza drzwi bez zabezpieczenia. Części mogą być gorące.
- Należy użyć odpowiednich narzędzi, takich jak podnośnik uchwytu lub rękawice ochronne, aby usunąć sterylizowane przedmioty, aby zapobiec oparzeniom.

4 Zastosowanie



Należy również zapoznać się ze wskazówkami dot. użycia uchwytów w instrukcji obsługi autoklawu.

4.1 Uchwyty standardowe


Uchwyt A

Nr art. 40233 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 40244 (dla głęb. komory 45 cm)



dla 5 tac





dla 3 kaset Norm-Tray lub 3 skrzynek MELAstore 100 (uchwyt obrócony o 90°)

Uchwyt B

Nr art. 40234 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 40224 (dla głęb. komory 45 cm)





dla 4 kaset Norm-Tray (lub 4 tac)


Uchwyt C

Nr art. 40232 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 40242 (dla głęb. komory 45 cm)





dla 6 tac




dla 3 skrzynek MELAstore 100
(uchwyt obrócony o 90°)

Uchwyt D

Nr art. 46840 (dla 35 cm i 45 cm głęb. komory)



dla 4 tac



dla 2 wysokich kaset Norm-Tray
lub 2 skrzynek MELAstore 200
(uchwyt obrócony o 90°)



4.2 Uchwyt "Plus"

Uchwyty "Plus" są wyposażone w klipsy przesuwne na krawędziach. Chronią one komorę przed zadrapaniami i upraszczają wciskanie lub wysuwanie podczas załadunku i rozładunku. W zestawie z uchwytami znajdują się dodatkowe klipsy przesuwne jako elementy zastępcze. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć worek za pomocą klipsów przesuwnych. W przypadku widocznych oznak zużycia wymienić klipsy przesuwne we właściwym czasie, patrz rozdział [Wymiana klipsów przesuwnych](#) [► str. 7].


Uchwyt A "Plus"

Nr art. 82620 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 82630 (dla głęb. komory 45 cm)



dla 5 tac





dla 3 kaset Norm-Tray lub 3
skrzynek MELAstore 100 (uchwyt
obrócony o 90°)


Uchwyt C "Plus"

Nr art. 81370 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 81380 (dla głęb. komory 45 cm)





dla 6 tac

dla 3 kaset Norm-Tray lub 3
skrzynek MELAstore 100 (uchwyt
obrócony o 90°)**Uchwyt D "Plus"**



Nr art. 82640 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 82650 (dla głęb. komory 45 cm)

dla 2 skrzynek MELAStore 200 lub 2 skrzynek MELAStore
100 i 2 wąskich tac**Uchwyt E "Plus"**

Nr art. 82400 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 82700 (dla głęb. komory 45 cm)





dla 6 tac i 2 wąskich tac

Uchwyt F "Plus"

Nr art. 82660 (dla głęb. komory 35 cm)

Nr art. 82670 (dla głęb. komory 45 cm)



dla 3 skrzynek MELAStore 100 i 2 wąskich tac

5 Czyszczenie i konserwacja

Należy sprawdzać uchwyt ładunku **raz w tygodniu** pod kątem zanieczyszczeń, osadów lub uszkodzeń.

Jeśli zauważą Państwo jakiegokolwiek zanieczyszczenie, należy wyciągnąć istniejące tace lub kasety wraz z przypiętym do nich uchwytem z kotła. Należy oczyścić zanieczyszczone części.


Podczas czyszczenia uchwytu do załadunku, tacek itp. należy pamiętać o następującej rzeczy:

- ▶ Należy upewnić się, że komora sterylizacji nie jest gorąca.
- ▶ Należy użyć miękkiej szmatki niepozostawiającej włókien.
- ▶ Należy namoczyć ściereczkę alkoholem lub spirytusem i starać się zetrzeć nią zanieczyszczenia.
- ▶ Należy używać detergentów niezawierających chloru i octu.
- ▶ Należy używać tylko łagodnego, nieściernego środka czyszczącego ze stali nierdzewnej o wartości pH między 5 a 8 dla uporczywych zabrudzeń.
- ▶ Należy usunąć resztki środka czyszczącego z uchwytu po czyszczeniu.
- ▶ Nie używać twardych przedmiotów, takich jak metalowe zmywaki czy stalowe szczotki.

5.1 Wymiana klipsów przesuwnych

Jeśli poszczególne klipsy przesuwne zużyły się, możesz je wymienić w następujący sposób:

1. Należy wyjąć poprzedni klips, przesuwając go ostrożnie za pomocą małego płaskiego śrubokręta. Należy uważać, by nie uszkodzić ani nie porysować przewodów.



2. Należy wcisnąć nowy klips przesuwny na metalowy pręt w tej samej pozycji na krzyżyku, aż pojawi się kliknięcie.



6 Akcesoria i części zamienne

6.1 Akcesoria

Wszystkie wymienione artykuły, a także przegląd pozostałych akcesoriów można uzyskać w sklepie detalicznym.

Kategoria	Produkt	Nr zam. (w zależności od głęb. komory)	
		35 cm	45 cm
Tace	Taca	00280	00230
	Taca, wąska	01320	01310
	Tablet	28885	
Chwytek folii	Chwytek folii	22410	22420
Pojemnik sterylizacyjny z jednorazowym filtrem papierowym wg DIN EN 868-8	15K (18 x 12 x 4,5 cm)	01151	
	15M (35 x 12 x 4,5 cm)	01152	
	15G (35 x 12 x 8 cm)	01153	
	17K (20 x 14 x 5 cm)	01171	
	17M, dla 45 cm głębokości komory (41 x 14 x 5 cm)	---	01172
	17G, dla 45 cm głębokości komory (41 x 14 x 9 cm)	---	01173
	23M, dla 45 cm głębokości komory (42 x 16 x 6 cm)	---	01231
	23G, dla 45 cm głębokości komory (42 x 16 x 12 cm)	---	01232
	28M (32 x 16 x 6 cm)	01284	
	28G (32 x 16 x 12 cm)	01285	
Kasety typu norm-tray/ perforowane	- z tkaniną filtracyjną (29 x 19 x 4 cm)	00289	
	- bez tkaniny filtracyjnej (29 x 19 x 4 cm)	00286	
System MELAStore	MELAstore-Tray 50 (18 x 11,8 x 3 cm)	01180	
	MELAstore-Tray 100 (27,5 x 17,6 x 3 cm)	01181	
	MELAstore-Tray 200 (27,5 x 17,6 x 4,3 cm)	01182	
	MELAstore-Box 100 (31,2 x 19 x 4,6 cm)	01191	
	MELAstore-Box 200 (31,2 x 19 x 6,5 cm)	01192	

6.2 Części zamienne

Kategoria	Produkt	Nr zam.
Uchwyt "Plus"	Klipy przesuwne do uchwytów "Plus", 10 sztuk	81235