

MEtherm 51 No Change Service!

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Търговското наименование : MEtherm 51
Уникален идентификатор : 8XC2-Y03D-E00X-CGJN
на формулата (UFI)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на вещество- : Почистващо вещество
то/сместа

Препоръчителни ограниче- : Само за професионална употреба.
ния при употреба

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Снабдител : MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6-10

10829 Berlin
Германия
Телефон: +4930-7579110
Факс: +4930-75791199
MEtherm-OEM@melag.de
www.melag.com

Производител : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Германия
Телефон: +49 (0)40/ 52100-0
Факс: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Електронна поща на лицето, отговарящо за SDS/Лице за контракт : ChemicalCompliance@schuelke.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : Carechem 24 International: +44 1235 239670

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

MEtherm 51 No Change Service!

Версия 01.00 Преработено издание (дата): 02.08.2024 Дата на последно издание: -

2.2 Елементи на етикета

Обозначение (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не се изискват пиктограма за опасност, сигнална дума, предупреждение(я) за опасност, препоръка(и) за безопасност

Допълнително означение

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

2.3 Други опасности

Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

Екологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Токсикологична информация: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Смеси

Химичен състав : Разтвор на следните вещества с безвредни добавки.

Съставки

Химично наименование	CAS номер ЕО номер Индекс Номер Регистрационен номер	Класификация	Концентрация (% w/w)
Етасулфат натрия	126-92-1 204-812-8 --- 01-2119971586-23-XXXX	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 специфична пределна концентрация Eye Irrit. 2; H319 > 10 - < 20 % Eye Dam. 1; H318 > 20 %	>= 1 - < 3

За обяснение на използваните съкращения виж раздел 16.

MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

- Основни указания : Незабавно свалете заразеното облекло.
- В случай на вдишване : Ако симптомите продължават, повикайте лекар.
- В случай на контакт с кожата : Като предпазна мярка измийте с вода и сапун.
- В случай на контакт с очите : Промийте очите с вода като предпазна мярка.
- В случай на поглъщане : НЕ предизвиквайте повръщане.
Пийте вода като предпазна мярка.
Ако симптомите продължават, повикайте лекар.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

- Симптоми : Лекувайте симптоматично.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

- Лечение : За специализиран съвет е необходимо лекарите да се консултират със Центъра за информация по отровите (общоопасните вещества).

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

- Подходящи пожарогасителни средства : Сух прах
Въглероден двуокис (CO₂)
Пяна
Струя воден аерозол
- Неподходящи пожарогасителни средства : Не използвайте силна водна струя.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

- Специфични опасности при пожарогасене : Няма налична информация.
- Опасни горими продукти : Опасни продукти на горенето не са известни

5.3 Съвети за пожарникарите

- специални предпазни средства за пожарникарите : В случай на пожар носете автономен дихателен апарат.

MEtherm 51

No Change Service!

Версия
01.00

Преработено издание (дата):
02.08.2024

Дата на последно издание: -

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Лични предпазни мерки : Увеличен риск от подхлъзване при наличието на протекъл/ разлят продукт.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте проникване в почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Средства за почистване : Избършете с попиващ материал (напр. памучен или вълнен парцал).
Попийте с инертен абсорбиращ материал (напр. пясък, силикагел, абсорбент за киселини, универсален абсорбент, стърготини).

6.4 Позоваване на други раздели

Виж Секция 8 + 13

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасно манипулиране : Носете лични предпазни средства.

Съвети за предпазване от пожар и експлозия : Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Хигиенни мерки : Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складови помещения и контейнери : Съхранявайте при стайна температура в оригиналния контейнер.

Допълнителна информация за условията на съхранение : Рекомендуюема температура хранения: 5 - 25 °C Да се пази от замръзване, топлина и слънчева светлина.

Препоръки за основно складиране : Без специални ограничения за съхранение с други продукти.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична употреба(и) : никакъв/никакви

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (ЕО) № 1907/2006



MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия
01.00

Преработено издание (дата):
02.08.2024

Дата на последно издание: -

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Крайна употреба	Пътища на експозиция	Потенциални въздействия върху здравето	Стойност
Этасульфат натрия	Работници	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	4060 мг/кг
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	285 мг/м3
Propane-1,2-diol	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	168 мг/м3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	10 мг/м3
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти, Остри системни ефекти	40 мг/м3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	4 мг/м3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	40 мг/м3
Этасульфат натрия	Работници	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	4060 мг/кг
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	285 мг/м3
Propane-1,2-diol	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	168 мг/м3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	10 мг/м3
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	Работници	Вдишване	Остри локални ефекти, Остри системни ефекти	40 мг/м3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни локални ефекти	4 мг/м3
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	40 мг/м3
Этасульфат натрия	Работници	Контакт с кожата	Дългосрочни системни ефекти	4060 мг/кг
	Работници	Вдишване	Дългосрочни системни ефекти	285 мг/м3

Предполагаема недействаща концентрация (PNEC) според Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование на веществото	Компартмент на околната среда	Стойност
Этасульфат натрия	Сладководна среда	0,136 мг/л
	Морска вода	0,0136 мг/л
	Утайки в сладководна среда	1,5 мг/кг
	Утайки в морска вода	0,15 мг/кг
	Почва	0,22 мг/кг

MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

	Ефект върху пречиствателните станции за отпадъчни води	1,35 мг/л
Propane-1,2-diol	Сладководна среда	260 мг/л
	Морска вода	26 мг/л
	Работа/освобождаване с прекъсвания	183 мг/л
	Пречиствателна станция	20000 мг/л
	Утайки в сладководна среда	572 мг/кг
	Утайки в морска вода	57,2 мг/кг
	Почва	50 мг/кг
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	Сладководна среда	2 мг/л
	Морска вода	0,2 мг/л
	Работа/освобождаване с прекъсвания	1 мг/л
	Утайки в сладководна среда	24 мг/кг
	Пречиствателна станция	100 мг/л
	Почва	2,5 мг/кг
Этасульфат натрия	Сладководна среда	0,136 мг/л
	Морска вода	0,0136 мг/л
	Утайки в сладководна среда	1,5 мг/кг
	Утайки в морска вода	0,15 мг/кг
	Почва	0,22 мг/кг
	Ефект върху пречиствателните станции за отпадъчни води	1,35 мг/л
Propane-1,2-diol	Сладководна среда	260 мг/л
	Морска вода	26 мг/л
	Работа/освобождаване с прекъсвания	183 мг/л
	Пречиствателна станция	20000 мг/л
	Утайки в сладководна среда	572 мг/кг
	Утайки в морска вода	57,2 мг/кг
	Почва	50 мг/кг
Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, trisodium salt	Сладководна среда	2 мг/л
	Морска вода	0,2 мг/л
	Работа/освобождаване с прекъсвания	1 мг/л
	Утайки в сладководна среда	24 мг/кг
	Пречиствателна станция	100 мг/л
	Почва	2,5 мг/кг
Этасульфат натрия	Сладководна среда	0,136 мг/л
	Морска вода	0,0136 мг/л
	Утайки в сладководна среда	1,5 мг/кг
	Утайки в морска вода	0,15 мг/кг
	Почва	0,22 мг/кг
	Ефект върху пречиствателните станции за отпадъчни води	1,35 мг/л

8.2 Контрол на експозицията

Лична обезопасителна екипировка

Защита на очите / лицето : Не се изискват специални защитни средства.

Защита на ръцете
Директива : Не се изискват специални защитни средства.

Обезопасяване на кожата : Не се изискват специални защитни средства.

MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия
01.00

Преработено издание (дата):
02.08.2024

Дата на последно издание: -

И ТЯЛОТО

Защита на дихателните пътища

: Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства.

Предпазни мерки

: Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относено основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние : течност

Цвят : ЖЪЛТ

Мирис : характерен

Граница на мириса : неопределен

Точка на топене/точка на замръзване : $< -5^{\circ}\text{C}$

Температура на разпадане Неприложим

Точка на кипене/интервал : 102 °C
на кипене

Горна граница на експлозивност / Горна граница на запалимост : Няма информация

Долна граница на експло- : Няма информация
зивност / Долна граница на
запалимост

Точка на запалване : > 102 °C
Метод: ISO 3679

Температура на самозапалване : Няма информация

pH : приблизительно. 10,7 (20 °C)
Концентрация: 100 %

Вискозитет

MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

Вискозитет, динамичен : приблизително. 4 мПа*с
Метод: ISO 3219

Вискозитет, кинематичен : неопределен

Разтворимост(и)
Разтворимост във вода : (20 °C)
напълно разтворим

Коефициент на разпреде- : Неприложим
ление: n-октанол/вода

Налягане на парите : Няма информация

Плътност : приблизително. 1,06 гр/см³ (20 °C, 1.013 гПа)

Относителна гъстота на : Няма информация
изпаренията

9.2 Друга информация

Експлозивни : Невзривоопасен

Оксидиращи свойства : Субстанцията или сместа не е класифицирана като окси-
дираща.

Запалимост (течности) : Не поддържа горенето.

Скорост на корозия на ме- : < 6,25 мм/год
тала Не е корозивен за метали. Алуминий и Мека, слабовъгле-
родна стомана

Скорост на изпаряване : Няма информация

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност

Не са известни опасни реакции при правилна употреба.

10.2 Химична стабилност

Продуктът е химически стабилен.

10.3 Възможност за опасни реакции

Опасни реакции : Никакви разумно предвидими.

MEtherm 51 No Change Service!

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се : Пазете от замръзване , нагряване и слънчева светлина.
избягват

10.5 Несъвместими материали

Материали, които трябва да : Възможна несъвместимост с вещества чувствителни към
се избягват основи.

10.6 Опасни продукти на разпадане

Никакви разумно предвидими.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Етасульфат натрия:

Остра орална токсичност : LD50 (Плъх): 2.840 мг/кг

Остра инхалационна ток- : Забележки: Няма информация
сичност

Остра дермална токсич- : LD50 (Плъх): > 2.000 мг/кг
ност

Корозивност/дразнене на кожата

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Етасульфат натрия:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 404
Резултат : Дразнене на кожата

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Не е класифициран въз основа на наличната информация.
Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Етасульфат натрия:

Биологичен вид : Заек
Метод : OECD Указания за изпитване 405
Резултат : Необратими въздействия върху очите

MEtherm 51

No Change Service!

Версия
01.00

Преработено издание (дата):
02.08.2024

Дата на последно издание: -

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Кожна сенсibiliзация

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Кожна сенсibiliзация

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Повишена чувствителност на дихателните пътища

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Этасульфат натрия:

Метод : OECD Указания за изпитване 429

Резултат : Не предизвиква алергизиране на лабораторни животни.

Мутагенност на зародишните клетки

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Этасульфат натрия:

Генотоксичност инвитро (in vitro) : Метод на тестване: Микробиологично изследване за мутагенност (тест на Еймис)

Система за провеждане на изследвания: Бактерия

Метод: OECD Указания за изпитване 471

Резултат: отрицателен

Канцерогенность

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Этасульфат натрия:

Биологичен вид : Плъх

Начин на прилагане : Орално

Време на експозиция : 2 години

Доза : > 1125 mg/kg телесно тегло

Репродуктивна токсичност

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:

Этасульфат натрия:

Въздействия върху разви- : Биологичен вид: Плъх

Въздействие върху развитието на фетуса	Високооттопен вид: нисък Начин на прилагане: Орално
--	--

Доза: 250 милиграм на килограм

MEtherm 51 No Change Service!Версия
01.00Преработено издание (дата):
02.08.2024

Дата на последно издание: -

Резултат: отрицателен

Забележки: Не са се проявили тератогенни ефекти при тестовите върху животни.

Репродуктивна токсичност - : Няма информация
Оценка**СОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:**Етасульфат натрия:**

Забележки : Няма информация

СОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Съставки:**Етасульфат натрия:**

Забележки : Няма информация

Токсичност при повтарящи се дози**Съставки:****Етасульфат натрия:**

Биологичен вид	: Заек
NOAEL	: 488 мг/кг
Начин на прилагане	: Орално
Време на експозиция	: 90-дневен

Биологичен вид	: Мишка
NOAEL	: 400 мг/кг
Начин на прилагане	: Контакт с кожата
Време на експозиция	: 90-дневен

Токсичност при вдишване

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

Не е класифициран въз основа на наличната информация.

11.2 Информация за други опасности**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система****Продукт:**

Оценка	: Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС)
--------	---

MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на
Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Допълнителна информация

Продукт:

Забележки : Продуктът не е тестван.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Съставки:

Етасульфат натрия:

Токсичен за риби	:	LC50 (Brachydanio rerio (риба зебра)): > 100 мг/л Време на експозиция: 96 час
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни	:	EC50 (Daphnia magna (Дафния)): 483 мг/л Време на експозиция: 48 час
Токсичност за водорасли/водни растения	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (зелени водорасли)): > 511 мг/л Време на експозиция: 72 час
Токсичен за риби (Хронична токсичност)	:	NOEC: >= 1.357 мг/л Време на експозиция: 42 d Биологичен вид: Pimephales promelas (Дребна рибка, бодливка)
Токсичен за дафния и други водни безгръбначни (Хронична токсичност)	:	NOEC: 1,4 мг/л Време на експозиция: 21 d Биологичен вид: Daphnia magna (Дафния)

12.2 Устойчивост и разградимост

Продукт:

Способност за биоразграждане. : Забележки: Биоразграждаемостта на продукта не е тествана.

Съставки:

Етасульфат натрия:

Способност за биоразграждане. : Резултат: Лесно биоразградиво.
Био-деградация: 89 %
Време на експозиция: 28 d
Метод: OECD Указание за тестване 301 B

MEtherm 51 *No Change Service!*

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

12.3 Биоакмулираща способност

Съставки:

Этасульфат натрия:

Биоакмулиране : Забележки: Няма информация

Коефициент на разпреде- : log Pow: -0,248
ление: n-октанол/вода

12.4 Преносимост в почвата

Съставки:

Этасульфат натрия:

Подвижност : Забележки: Няма информация

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Вещество/смес, несъдържащо/а компоненти, които се смятат или за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) при нива от 0,1% или по-високо.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Продукт:

Оценка : Веществото/сместа не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Няма информация

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт : Изхвърлянето на продукта да става според определения номер по ЕКО (Европейски Отпадъчен Код).

Заразен опаковъчен мате- : Върнете празната опаковка в завода за рециклиране.
риал

MEtherm 51 **No Change Service!**

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

Код на Отпадък : EWC 070601*

Код на Отпадък(Група) : Отпадъчен материал от HZVA от мазнини, лубриканти, сапуни, детергенти, дезинфектанти и продукти за лична защита.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR : Не се регулира като опасен товар
IMDG : Не се регулира като опасен товар
IATA : Не се регулира като опасен товар

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

ADR : Не се регулира като опасен товар
IMDG : Не се регулира като опасен товар
IATA : Не се регулира като опасен товар

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR : Не се регулира като опасен товар
IMDG : Не се регулира като опасен товар
IATA : Не се регулира като опасен товар

14.4 Опаковъчна група

ADR : Не се регулира като опасен товар
IMDG : Не се регулира като опасен товар
IATA (Карго) : Не се регулира като опасен товар
IATA (Пътник) : Не се регулира като опасен товар

14.5 Опасности за околната среда

Не се регулира като опасен товар

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Неприложим
За лична защита вижте раздел 8.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо за продукта, както се доставя.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

REACH - Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия (Приложение XVII) : Условието за ограничение на следните вписвания трябва да се вземат предвид:

MEtherm 51 No Change Service!

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

Номер в списъка 75

Списък с кандидат-вещества (вещества, пораждащи : Неприложим
сериозно безпокойство) за възможно включване в
приложение XIV (Член 59).

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, : Неприложим
които нарушават озоновия слой

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите ор- : Неприложим
ганични замърсители (преработен текст)

Регламент (ЕО) № 649/2012 на Европейския парла- : Неприложим
мент и на Съвета относно износа и вноса на опасни
химикали

REACH - Списък на вещества, предмет на разреше- : Неприложим
ние (Приложение XIV)

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС на Евро- Неприложим
пейския парламент и на Съвета година от-
носно контрола на опасностите от големи
аварии, които включват опасни вещества.

Летливи органични състав- : Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на
ки Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването)
VOC съдържание: 1,21 %

Регламент (ЕО) № : < 5%: анионни повърхностноактивни вещества, нейоно-
648/2004, така както е из- генни повърхностноактивни вещества, поликарбоксилати
менен Други съставки: ензими

Други правила/законо:

съгласно регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията

Повърхностно активните вещества, съдържащи се в тази смес, отговарят на критериите за биоразграждане, заложи в Наредба на (ЕС) No. 648/2004 за детергентите. Информация в подкрепа на това твърдение се съхранява при компетентните органи от страните-членки и ще им бъдат предоставени при молба директно от тях или на производителя на миешки вещества.

Съставките на този продукт са включени в следните списъци:

AISC : Не в съответствие с инвентара

TECI : Не в съответствие с инвентара

15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност за тази смес.

MEtherm 51 **No Change Service!**

Версия Преработено издание (дата): Дата на последно издание: -
01.00 02.08.2024

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Пълен текст на H-фразите

H315 : Предизвиква дразнене на кожата.
H318 : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Пълен текст на други съкращения

Eye Dam. : Сериозно увреждане на очите
Skin Irrit. : Дразнене на кожата

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища; ADR - Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе; AIIIC - Австрийски инвентаризационен списък на промишлените химични вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване на материали; bw - Телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - Карциноген, мутаген или токсичен за репродукцията; DIN - Стандарт на Германския институт за стандартизация; DSL - Списък на битовите химикали (Канада); ECHA - Европейската агенция по химикали; EC-Number - Номер на Европейската общност; ECx - концентрацията на ефекта, свързан с x % реакция; ELx - Скорост на натоварване, свързана с x % реакция; EmS - Аварийен график; ENCS - Инвентаризационен списък на съществуващи и нови химични вещества (Япония); EtCx - Концентрация, свързана с x % реакция на скорост на растеж; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добра лабораторна практика; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - половин максимална инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданско въздухоплаване; IECSC - Инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества в Китай; IMDG - Международен кодекс за превоз на опасни товари по море; IMO - Международна морска организация; ISHL - Закон за безопасни и здравословни условия на труд (Япония); ISO - Международна организация по стандартизация; KECI - Корейски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; LC50 - Летална концентрация за 50% от членовете на тестова популация; LD50 - Летална доза за 50% от членовете на тестова популация (Средна летална доза); MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - Не е посочено друго; NO(A)EC - Концентрация без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NO(A)EL - Ниво без наблюдаван (неблагоприятен) ефект; NOELR - Скорост на натоварване без наблюдаван ефект; NZIoC - Новозеландски инвентаризационен списък на химикали; OECD - Организация за икономическо сътрудничество и развитие; OPPTS - Служба за химическа безопасност и предотвратяване на замърсявания; PBT - Устойчиво, биоакмулиращо и токсично вещество; PICCS - Филипински инвентаризационен списък на химикали и химични вещества; (Q)SAR - (Количествена) зависимост структура-активност; REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали; RID - Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари; SADT - Температура на самоускоряващо се разлагане; SDS - Информационен лист за безопасност; SVHC - вещество, пораждащо сериозно безпокойство; TCSI - Тайвански инвентаризационен списък на химични вещества; TECI - Тайландски инвентаризационен списък на съществуващи химични вещества; TRGS - Технически правила за опасни вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединени американски щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчиво и много биоакмулиращо

Допълнителна информация

Промените, направени след последната версия, ще бъдат обозначени в полето. Тази версия замества всички предишни версии.

MEtherm 51 **No Change Service!**

Версия	Преработено издание (дата):	Дата на последно издание: -
01.00	02.08.2024	

II

Информацията в настоящото указание за безопасна употреба е коректна в рамките на нашето знание и информация в деня на публикуване. Предоставената информация е предназначена да служи само за указание за правилна и безопасна употреба, манипулация, съхранение, транспорт и отстраняване и не трябва да се счита за гаранция или качествена характеристика. Информацията се отнася само за дадения продукт и не е валидна в случай на употреба в комбинация с други материали или при други процеси, освен ако това не е оповестено в текста.