

Kompatibilitätsübersicht Drucker – Deutsch (ex-JAP)

	 MELAprint® 44	 MELAprint® 60	 MELAprint® 60 mit USB (BTP-580II) ab 2017	 MELAprint® 80	 Indirekt über MELAttrace
MELAtherm® 10	Protokolldruck (Netzwerkadapter Art.-Nr.ME40295)	—	—	—	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Careclave®	—	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Premium Evolution Cliniclave® 45	Protokolldruck (Netzwerkadapter Art.-Nr.ME40295)	Etikettendruck	Etikettendruck	—	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Vacuclave® 550	—	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Prime Line (Vacuclave 305 / 318 / 318 S / 323)	—	—	Etikettendruck ***	Etikettendruck Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Pro Line (Vacuclave 105 / 118 / 118 S / 123)	—	—	—	Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
Profi-Klasse Euroklav® MELAtronic® 15EN+ MELAquick® 12+/p Cliniklav® 25	Protokolldruck	—	—	Protokolldruck (Ab FW-Update 5.21)**	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
SteriHero Line	—	—	—	Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Etikettendruck (MP60/80) Protokolldruck*
MELAsea® 200	—	—	—	—	Protokolldruck*
MELAsea® 300	—	—	—	Protokolldruck (ab FW-Update 2.6.1)	Protokolldruck*
MELAsea® Pro	Protokolldruck	—	—	—	Protokolldruck*

* Über MELAttrace® können immer Protokolle auf handelsüblichem Drucker gedruckt werden.

** Nicht kompatibel mit Geräten auf japanisch, türkisch, russisch, tschechisch und bulgarisch.

*** Bei der Anschaffung eines Prime Line Geräts bevorzugt den MELAprint® 80 nutzen.

— = nicht kompatibel