

MELAG



beauty

SteriHero

La mia autoclave. Il mio superpotere.

 L'autoclave è destinata all'uso nella cura dei piedi, cosmetici, piercing, tatuaggi e applicazioni non mediche. Non è un dispositivo medico secondo 93/42/EEC o EU 2017/745 (MDR).

Il tuo nuovo **super**potere

Indipendentemente dai grandi compiti che la giornata ti riserva, SteriHero Beauty ti copre le spalle. Questo perché la nuovissima autoclave stand-alone è stata progettata specificamente per pedicure saloni estetici, tatuatori: Dalle caratteristiche al prezzo! Tecnologie all'avanguardia, un display incredibilmente avanzato e l'esclusiva qualità MELAG - made in Germany ti danno la superpotenza per cambiare tutto:



Protegge l'ambiente. E i tuoi pazienti.

SteriHero Beauty combina la protezione dell'ambiente con l'efficienza economica.

Grazie all'innovativo concetto stand-alone, alla modalità di risparmio energetico Power Save. Realizzate in modo robusto e per durare nel tempo, le nostre autoclave sono la soluzione migliore - per il vostro budget e per l'ambiente.



Supersafe

Sicurezza per i vostri pazienti e clienti: le autoclave di classe B con il processo del vuoto frazionato forniscono la sterilizzazione più sicura di tutti gli strumenti imbustati e non imbustati, indipendentemente dal tipo e dalla complessità.

Autoclave conforme alla norma EN 13060

Superstrong

Potenza calibrata per qualsiasi cosa tu abbia intenzione di fare: elevate capacità di carico, tempi di ciclo rapidi a partire da 15 min e un'efficace asciugatura sottovuoto garantisce che i vostri strumenti saranno di nuovo pronti per l'uso molto rapidamente.

Fino a 5 kg su 5 trays



Supersmart

L'interfaccia utente intuitiva grazie ad un ampio display Smart-Touch rende tutto più semplice: dalla selezione del programma alla documentazione. Con il monitoraggio del processo, è possibile fornire una prova completa di una riuscita sterilizzazione.

Documentazione tramite USB o rete LAN

Superrobust

Un'autoclave non dovrebbe mai guastarsi: non scendiamo a compromessi quando si tratta di affidabilità e sviluppiamo secondo i più elevati requisiti di qualità presso la nostra sede centrale di Berlino.

100 % quality - made in Germany



Fatti e cifre a colpo d'occhio.

SteriHero Beauty garantisce una sterilizzazione sicura in base alle tue esigenze con un'ampia gamma di programmi.

Programmi	Beauty-B	Quick-S	Quick-B	Gentle-B	Prion-B
Specifica del processo	134 °C, tempo di attesa: 5,5 min	134 °C, tempo di attesa: 3.5 min	134 °C tempo di attesa: 5.5 min	121 °C, tempo di attesa: 20.5 min	134 °C, tempo di attesa: 20.5 min
Tempi operativi (dal minimo al massimo carico) *	22 – 27 min	15 – 18 min	22 – 25 min	37 – 42 min	37 – 42 min
Asciugatura (tempo controllato)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

* Tempi per i programmi di Tipo B per carico imbustato singolo e Quick-S per carico non imbustato. I tempi possono variare a seconda del tipo e della quantità di carico.

Codice	Tipo di dispositivo	Dimensioni della camera	Volume camera	Quantità di carico	Dimensioni dispositivo (L x A x P)	Peso	Alimentazione elettrica	Interfacce di documentazione
ME10118B	Classe B indipendente autoclave (Compatibile con ulteriori unità di trattamento dell'acqua)	Ø 25 cm x 35 cm di lunghezza	17 Litri	5 kg strumenti / 1,8 kg tessili	47 x 50 x 64 cm (il dispositivo si adatta a un top da 60 cm)	48 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2100 Watt)	USB, rete (capacità di rete dal 01.07.2023)

i L'autoclave è destinata all'uso nella cura dei piedi, cosmetici, piercing, tatuaggi e applicazioni non mediche. Non è un dispositivo medico secondo la 93/42/CEE o UE 2017/745 (MDR).

Il dream team per la rielaborazione degli strumenti

La soluzione di sistema MELAG realizza la tua visione di un flusso di lavoro igienico che consente di risparmiare tempo, spazio e costi: Contattaci per organizzare la tua consulenza individuale per saperne di più sulla perfetta interazione tra termo disinfettori, termo sigillatori, autoclavi e soluzioni software MELAG In loco presso il tuo studio



In loco presso il tuo studio



Tramite demo dal vivo online



Presso lo showroom MELAG

Rev.0-23/1767-05.23-IT-ME



Meno carta a favore dell'ambiente:

per ridurre il consumo di carta, la documentazione utente in formato elettronico è disponibile nel nostro download center. Maggiori informazioni alla pagina www.melag.com

MELAG
competence in hygiene