

MELAG



vet

SteriHero

La mia autoclave. Il mio **superpotere**.

 L'autoclave è destinata all'uso in medicina veterinaria. Non è un dispositivo medico secondo 93/42/EEC o EU 2017/745 (MDR).

Il tuo nuovo **super**potere

Indipendentemente dai grandi compiti che la giornata ti riserva, **SteriHero Vet** ti copre le spalle. Questo perché la nuovissima autoclave stand-alone è stata progettata specificatamente per la medicina veterinaria: dalle caratteristiche al prezzo! Tecnologie all'avanguardia, un display incredibilmente avanzato e l'esclusiva qualità MELAG - made in Germany ti danno la superpotenza per cambiare tutto:



Il compagno fedele per gli studi e le cliniche veterinarie



„Con le soluzioni MELAG per ritrattamento dello strumento, offriamo la massima protezione per i ns amici fedeli: gli animali domestici!“

Studio veterinario animaliologico,
Spagna



„La nostra massima priorità sono i nostri pazienti e i loro proprietari: ecco perché ci affidiamo MELAG per il ritrattamento.“

Specialisti AniCura per piccoli
animali, Germania



„La soluzione del sistema MELAG consente flussi di lavoro perfetti con tempi rapidi e ritrattamento economico.“

Clinica Veterinaria CMV,
Italia



Supersafe

Sicurezza per i vostri pazienti pelosi: autoclave di classe B con il processo sottovuoto frazionato fornisce la sterilizzazione più sicura di tutte, sia per strumenti imbustati e non imbustati, indipendentemente dal loro tipo e complessità.

Autoclave conforme alla norma EN 13060

Superstrong

Potenza calibrata per qualsiasi cosa tu abbia intenzione di fare: elevate capacità di carico, tempi di ciclo rapidi a partire da 16 min e un'efficace asciugatura sottovuoto garantisce che i vostri strumenti saranno di nuovo pronti per l'uso molto rapidamente.

Fino a 6 kg su 5 trays extra lunghi



Supersmart

L'interfaccia utente intuitiva grazie ad un ampio display Smart-Touch rende tutto più semplice: dalla selezione del programma alla documentazione. Con il monitoraggio del processo, è possibile fornire una prova completa di una riuscita sterilizzazione.

Documentazione tramite USB o rete LAN*

Superrobust

Un'autoclave non dovrebbe mai guastarsi: non scendiamo a compromessi quando si tratta di affidabilità e sviluppiamo secondo i più elevati requisiti di qualità presso la nostra sede centrale di Berlino.

100 % quality - made in Germany



*Network disponibile dal 01.07.2023 (l'aggiornamento può essere eseguito indipendentemente dal team dello studio)

Protegge l'ambiente. E i tuoi pazienti pelosi.

SteriHero Vet garantisce una sterilizzazione sicura in base alle tue esigenze con un'ampia gamma di programmi. Ma non è tutto: l'innovativo concetto di dispositivo stand-alone e la funzione di risparmio energetico Power Save* rendono SteriHero Vet la soluzione più pulita, per il tuo budget e per l'ambiente.

Programmi	Vet-B	Quick-S	Quick-B	Gentle-B	Prion-B
Specifica del processo	134 °C, tempo di attesa: 5,5 min	134 °C, tempo di attesa: 3,5 min	134 °C, tempo di attesa: 5,5 min	121 °C, tempo di attesa: 20,5 min	134 °C, tempo di attesa: 20,5 min
Tempi operativi (dal minimo al massimo carico) **	24 – 31 min	16 – 20 min	24 – 27 min	39 – 47 min	37 – 48 min
Asciugatura (tempo controllato)	20 min	5 min	10 min	20 min	20 min

* Risparmio energetico a partire dal 01.07.2023 (l'aggiornamento può essere eseguito indipendentemente dal team della clinica)

** Tempi per i programmi di Tipo B per carico imbustato singolo e Quick-S per carico non imbustato. I tempi possono variare a seconda del tipo e della quantità di carico.

Codice	Device type	Dimensioni della camera	Volume camera	Quantità di carico	Dimensioni dispositivo (L x A x P)	Peso	Alimentazione elettrica	Interfacce di documentazione
ME10123V	Tipo di dispositivo Classe B indipendente autoclave (Compatibile con ulteriori unità di trattamento dell'acqua)	ø 25 cm x 45 cm di lunghezza	23 Litri	6 kg strumenti / 2 kg tessuti	47 x 50 x 64 cm (il dispositivo si adatta a un top da 60 cm)	49 kg	220 – 230 V / 50 – 60 Hz (2100 Watts)	USB, rete (capacità di rete dal 01.07.2023)

i L'autoclave è destinata all'uso in medicina veterinaria. Non è un dispositivo medico secondo 93/42/EEC o EU 2017/745 (MDR)

Il dream team per la rielaborazione degli strumenti

La soluzione di sistema MELAG realizza la tua visione di un flusso di lavoro igienico che consente di risparmiare tempo, spazio e costi: Contattaci per organizzare la tua consulenza individuale per saperne di più sulla perfetta interazione tra termo disinfettori, termo sigillatori, autoclavi e soluzioni software MELAG In loco presso il tuo studio.



In loco presso il tuo studio



Tramite demo dal vivo online



Presso lo showroom MELAG

Rev.0-23/1067-04.23-IT-ME



Meno carta a favore dell'ambiente:

per ridurre il consumo di carta, la documentazione utente in formato elettronico è disponibile nel nostro download center. Maggiori informazioni alla pagina www.melag.com

MELAG
competence in hygiene