

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

die Mischbettharzpatrone muss in der MELAG Transportverpackung verschickt werden! Sofern keine Transportverpackung vorhanden ist, schickt MELAG Ihnen eine zu.

Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:

1. Die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone nach dem Druckablass abschrauben.
2. Die Mischbettharzpatronen entleeren. Dazu die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne stellen und warten, bis kein Wasser mehr austritt.
3. Anschließend die gelben Kappen fest auf die Anschlussstutzen schrauben.
Die Mischbettharzpatronen in die Transportverpackung einpacken.

**Transportverpackung
vorhanden?**

Ja Nein

Bitte schicken Sie mir eine Transportverpackung (zum Preis von 29,00 € zzgl. MwSt.)

Damit der Auftrag bei MELAG ausgelöst werden kann und um die Abwicklung der Regeneration Ihrer Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen und per Fax oder E-Mail an **Ihren Fachhändler oder Ihr Depot** zu schicken. Bitte legen Sie eine Kopie des Bestellformulars der einzusendenden Mischbettharzpatrone bei.

Praxis _____	Depot/Fachhändler _____
Straße/Hausnummer _____	Straße/Hausnummer _____
PLZ/Ort _____	PLZ/Ort _____
Ansprechpartner _____	Ansprechpartner _____
Telefon für Rückfragen _____	Telefon für Rückfragen _____
E-Mail-Adresse _____	E-Mail-Adresse _____
<input type="checkbox"/> Von hier abholen	<input type="checkbox"/> Hierhin liefern
<input type="checkbox"/> Von hier abholen	<input type="checkbox"/> Hierhin liefern
Seriennummer der	MELAdem 53: _____
	MELAdem 53 C: _____
Wichtig! Bitte komplette Seriennummer lt. Typenschild angeben, einschließlich Suffix: „-1“ oder „-2“!	
Ab wann ist die Mischbettharzpatrone abholbereit?	Datum: _____
Öffnungszeiten bei Abholung/Anlieferung aus der Praxis:	Mo von _____ bis _____
	Di von _____ bis _____
	Mi von _____ bis _____
	Do von _____ bis _____
	Fr von _____ bis _____
Ist die Praxis in den nächsten zwei Wochen geschlossen?	<input type="checkbox"/> Ja, von _____ bis _____ <input type="checkbox"/> Nein



HINWEIS

Bitte beachten Sie für den sicheren Versand die Hinweise zu „Lagerung und Transport“ in der Bedienungsanweisung der MELAdem 53/MELAdem 53 C.