

Kompatibilitätsübersicht

Adapter für dentale Hohlkörper

Instrumentenart: Air-Scaler Handstück

Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Blue	Adapter MELAtherm
KaVo	SONICflex 2003	ME02601	ME80660
KaVo	SONICflex quick 2008	ME02601	ME80660
KaVo	Sonicflex 2000	ME02601	ME80660
NSK	Ti-MAX S950 / S970	Siehe Turbinen, Seite 4	Siehe Turbinen, Seite 4
NSK	AS2000	Siehe Turbinen, Seite 4	Siehe Turbinen, Seite 4
Sirona	SIROAIR Handstück	Siehe Turbinen, Seite 4	Siehe Turbinen, Seite 4
W&H	Proxeo	Siehe Turbinen, Seite 4	Siehe Turbinen, Seite 4
Sonstige	-	Siehe Turbinen, Seite 4	Siehe Turbinen, Seite 4

Instrumentenart: Piezo-Handstück

Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Green	Adapter MELAtherm
Acteon (Satelec)	Newtron / Suprasson	ME80757	ME80757
EMS	Piezon / Piezon LED	ME80790	ME80790
KaVo	PiezoLED / PIEZOsoft Ultraschall Scaler	ME80753	ME80753
Mectron	Multipiezo/Piezo Smart/Micropiezo/Compact Piezo	ME80790	ME80790
NSK	Varios EMS	ME80790	ME80790
NSK	Varios (Satelec)	ME80757	ME80757
Sirona	Siroson / Sirosonic / PerioSonic	ME80771	ME80771
W&H	Tigon/Tigon+/Pyon 2/Proxeo Ultra/Piezomed	ME80790	ME80790

Instrumentenart: Pulverstrahl-Handstück

	Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Green	Adapter MELAtherm
Ab Q2 2023	EMS	AIR-FLOW Prophylaxis Master EL-308	ME80614	ME80614
Ab Q2 2023	EMS	AIR-FLOW Handy 3.0 EL-540 , -542, -545	ME80613	ME80613
	KaVo	RONDOflex plus 360	-	Siehe Turbinen, Seite 4
	KaVo	PROPHYflex 4	-	Siehe Turbinen, Seite 4
	Sonstige	-	-	ME73904

Instrumentenart: ZEG-Spitzen

	Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Green*	Adapter MELAtherm
	Acteon (Satelec)	Newtron/Suprasson	ME80756	ME80756
	Acteon (Satelec)	Piezotome Surgery 1. Gen & 2. Gen	-	ME80260
	Anthos	u-PZ6/u-PZ7	ME80750	ME80750
	Anthos	u-PZ6 S/u-PZ7 S	ME80756	ME80756
	Castellini	Piezosteril 6/Piezolight 6	ME80750	ME80750
	Castellini	Piezosteril 6 S/Piezolight 6 S	ME80756	ME80756
	Dürr	Vector Scaler	ME80760	ME80760
	EMS	Piezon/Piezon LED	ME80750	ME80750
	EMS	Piezon Surgery	-	ME80260
	Hu-Friedy	Piezo E-Serie (EMS)	ME80750	ME80750
	Hu-Friedy	Piezo S-Serie (NSK, Satelec, Hu-Friedy)	ME80756	ME80756
	KaVo	SONOsoft, Piezo LUX	ME80750	ME80750
	KaVo	SONICflex quick 2008	ME80751	ME80751
	KaVo	PIEZOsoft/PiezoLED	ME80752	ME80752
	KaVo	SONICflex 2000/SONICflex 2003	ME80790	ME80790

Instrumentenart: ZEG-Spitzen

Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Green*	Adapter MELAtherm
Komet	PiezoLine EM1, KA1, KA2	ME80750	ME80750
Komet	PiezoLine SI1	ME80760	ME80760
Komet	PiezoLine SF1LM	ME80790	ME80790
Mectron	Multipiezo/Piezo Smart/Micropiezo/Compact Piezo	ME80750	ME80750
Mectron	Piezosurgery	-	ME80260
Morita	Solfy/Solfy LED	ME80760	ME80760
Morita	AirSolfy	ME80790	ME80790
NSK	Varios NSK/Satelec	ME80756	ME80756
NSK	Ti-Max S970/AS2000	ME80790	ME80790
NSK	VarioSurg3 LED	-	ME80260
Planmeca	LM-ProPower	ME80755	ME80755
Sirona	SIROSON/SIROSONIC/PerioSonic	ME80760	ME80760
Sirona	SIROAIR L	ME80790	ME80790
Stern Weber	SC-A2/SC-A3	ME80750	ME80750
Stern Weber	SC-A2 S/SC-A3 S	ME80756	ME80756
Ultradent	Newtron	ME80756	ME80756
W&H	Tigon/Tigon+/Pyon 2/Proxeo Ultra/Piezomed	ME80750	ME80750
W&H	Proxeo/Synea/Alegria	ME80790	ME80790

*Wenn in der Carebox Green bis zu 6 Drehmomentschlüssel mit einem Durchmesser größer 38 mm aufbereitet werden sollen, wird der Adapter M8 x 1, exzentrisch ME22407 benötigt.

Instrumentenart: Hand- und Winkelstücke

Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Blue	Adapter MELAtherm
Bien-Air	NOVA/CA/PMP Prophy/CAP	ME02607	ME80610
Bien-Air	Winkelstück-Köpfe	ME02606	ME80630
KaVo	MASTERmatic/EXPERTmatic/SMARTmatic/SURGmatic/ ENDOadvance	ME02607	ME80610

Instrumentenart: Hand- und Winkelstücke

Hersteller	Instrumentenbezeichnung	Adapter Careclave Carebox Blue	Adapter MELAtherm
KaVo	COMFORTdrive	-	ME73904
KaVo	Winkelstück-Köpfe	ME02606	ME80630
Morita	TorqTech	ME02607	ME80610
NSK	Chirurgie Winkelstücke/Ti-Max Z/Ti-Max X450/S-Max M/FXm Series/EX Serie/Ti-Max Z45L/nano Serie	ME02607	ME80610
Sirona	T1 Classic	ME02604	ME80620
Sirona	T1 Line/T2 Line/T2 S-Line	ME02607	ME80610
W&H	Synea/Synea Short/Alegra	ME02607	ME80610
Sonstige	Instrument mit ISO-Kupplung	ME02607	ME80610
Sonstige	Externe Spraykanäle	ME21914	ME74135

Instrumentenart: Turbinen (Hinweis: Bitte wählen Sie den Turbinenadapter entsprechend der Kupplung an Ihrer Dentaleinheit.)

Kupplungssystem	Adapter Careclave Carebox Blue	Adapter MELAtherm
Bien-Air	ME02608	ME73904
KaVo MULTIflex	ME02601	ME80660
Midwest	ME02609	ME73904
Ab Q2 2023 NSK-Phatelus	ME02611	ME80612
Sirona-Turbine	ME02602	ME80650
W&H Roto Quick	ME02605	ME80640
Sonstige	-	ME73904



Multifunktionsspritzen

Für Multifunktionsspritzen kann im MELAtherm 10 in der Regel der Universaladapter ME73904 verwendet werden. Ggf. existieren Adapterlösungen der Instrumentenhersteller. Prüfen Sie vorher jedoch die Freigabe der Instrumente für die maschinelle Aufbereitung.

Für den Careclave stehen momentan noch keine Adapter für Multifunktionsspritzen zur Verfügung.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Übersicht stellt lediglich die physische Konnektierbarkeit dar. Beachten Sie grundsätzlich die Aufbereitungsempfehlungen der Instrumentenhersteller.