

MELAG Pro 和 Euroklav 系列灭菌器

B级、S级蒸汽灭菌器



美莱格蒸汽灭菌器

我们是您身旁的好搭档。

诊所和医院很满意德国美莱格MELAG高质量的产品。MELAG数十年的经验加上感染控制方面的专业知识，可以提供仪器净化领域可靠和创新的解决方案。

 经验：
50万台设备

 创新：
180多位研发工程师

 质量：
德国制造

 系统解决方案：
始于1951年



B级和S级灭菌器特点一览：

- ✓ 快速灭菌：
符合国际标准
- ✓ 操作直观：
MELAG 4 键操作理念
- ✓ 干燥效果好：
有效的真空干燥
- ✓ 高装载量：
5 个托盘
- ✓ 合规合法：
通用灭菌记录理念

+ 配件 文档记录：

内置的串口接口保证了稳定的传输安全。使用MELAflash® CF卡打印机可以将灭菌记录传输至电脑或经过MELAnet® Box至诊所内部的网络中。也可使用MELAprint® 44打印机将灭菌记录打印出来。

+ 配件 水处理单元：

高质量的纯水可以保护灭菌器和器械。MELAdem®系列水处理设备可以向所有MELAG设备提供高效经济的灭菌用水。独立运行的设备可以使用MELAdest® 65。

+ 配件 批次监控：

使用MELAcontrol®来验证灭菌过程的成功：HELIX 螺旋管测试可以模拟较难的官腔类器械的灭菌国产。另外，我们还可以提供5类卡用于测试S级灭菌器。



美莱格产品组

诊所理想的解决方案

多种产品提供最大化的灵活组合。找到适合您的应用需求：



灭菌过程: 为了保证复杂的管腔类器械可以安全被灭菌，必须使用**B级脉动真空灭菌器**。对于不使用复杂官腔器械地诊所，可以使用**S级灭菌器**，经济实用。简单类官腔器械如剪刀、手术钳可已使用单次预真空的**S级Euroklav**灭菌器。



水供应: 使用我们的诊所解决方案：独立型灭菌器货接上水型灭菌器。此外，**MELAGdem**®系列水处理系统经济省时，保证了给**MELAG**灭菌器持续的高质量灭菌用水。



腔体体积: 17升或22升的体积，**MELAG**灭菌器为诊所使用提供了足够的灭菌空间。更深的、有着**29升的Vacuklav**® 24 B/L+可以为较长的器械进行灭菌。



Pro-Class: Vacuklav

B 级灭菌器
独立型 | 上下水
17 L | 22 L | 29 L

Euroklav Series

S 级灭菌器
独立型
17 L | 22 L

更多参考

www.melag.com/zh-hans/
产品/高压灭菌器



“因为使用了**MELAG**产品，使我们拥有完美的灭菌室！最重要的是保证我们的患者最大的安全！”

 Dental Clinic Maryan
Melychuk, 乌克兰



“**MELAG**的产品帮助我们节省能源和宝贵的时间，加速了器械处理的过程。”

 Rachel Dental Surgery,
马来西亚



“感控专家，我们是第一批日本的**MELAG**灭菌器用户。我们很高兴可以使用高质量的灭菌器，并安全地治疗患者。”

 Chihaya Dental Clinic,
日本

MELAG 系统解决方案

从工作流程中获益

MELAG产品可以提供械处理所有流程的方案。发现更多的用于清洁、消毒及器械包装的创新 解决方案。



MELAtherm® 10

在清洗消毒机对器械进行处理是对诊所器械清洗及消毒最稳妥的方法。此外,节省的时间可以用于治疗更多的患者。

- ✓ 主动干燥功能
- ✓ 内置处理试剂和滴定装置
- ✓ 通过CF卡及网络及进行记录



MELAseal® 100+

手术器械在清洗消毒后,必须进行打包。MELAseal® 100+封口机保证了诊所封口工作的连续性。灭菌包装袋MELAfol®提供长期的抗污染能力。

- ✓ 较短的预热时间
- ✓ 使用指示灯来监控参数
- ✓ 紧凑的外形尺寸



MELAstora® System

将器械消毒处理的效率提升至新水平: MELAstora® 篮筐与MELAstora®清洗盒 相结合保证了优化的工作流程;从患者治疗到器械灭菌和储存。

- ✓ 标准化的建立提高了质量和效率
- ✓ 提供对物理伤害和器械损坏的保护
- ✓ 减少包装浪费

系统方案、创新和质量

MELAG成立于1951年,是一家自营的家族企业,专门生产旨在优化诊所卫生的产品。制造和生产场地全部位于德国,450名员工勤奋工作,以保持MELAG在器械消毒灭菌方面的世界领先地位。



更多信息请查看
www.melag.com/zh-hans
MELAG Medizintechnik oHG

MELAG
competence in hygiene